

Medicinska zaščitna maska, 50 kos

Navodila za uporabo

OPIS

Medicinska zaščitna maska je sestavljena iz treh slojev, ki učinkovito ščitijo dihalne poti pred virusi in bakterijami.

Osrednji del je iz netkane tkanine, zunanji sloj pa vas ščiti pred kapljicami tekočine in aerosoli. Trakovi za okrog ušes so iz elastičnega materiala, ki zagotavlja udobno nošenje tudi dlje časa. Izredno pomemben je tudi upogljiv plastičen del v gornjem robu, ki omogoča pravilno prileganje maske ob nosnem korenu.



UPORABA

- Odprite embalažo in vzemite masko v roke.
- Namestite jo na obraz tako, da je rob s plastičnim trakom zgoraj, ob nosu. Elastične trakove zatakните za ušesa.
- Nato pritisnite rob maske na sredini ob nosnem korenu, da se plastični trak oblikuje ob nosu.
- Maske so za enkratno uporabo. Prosimo, da masko po uporabi primerno zavržete.

TEHNIČNE INFORMACIJE

Maske tipa II, model YK-187 so univerzalne velikosti in merijo 17,5 cm x 9,5 cm.

Maske imajo certifikat EN 14683: 2009 in opravljen test učinkovitosti filtracije za bakterije (BFE). Maske so v skladu z zahtevami YY/T 0969-2013, ki veljajo za medicinske maske za enkratno uporabo.

OPOZORILA

- Izdelek vedno uporabljajte v skladu z navodili!
- Maska je namenjena enkratni uporabi do max. 2 uri. Če opazite, da se je zaradi intenzivne uporabe zmočila jo zamenjajte takoj, tudi če še nista minili 2 uri. Po uporabi primerno zavržite. Ne mečite v odtok, straniščne školjke, v naravo ali drugam, kamor ti odpadki ne sodijo!
- V primeru poškodovane embalaže je uporaba prepovedana.
- Po preteku datuma uporabe izdelek ni primeren za uporabo.